

### Product specifications • Especificações do Produto • Especificaciones del producto

#### Description • Descrição • Descripción

Semi-electric Bed  
Cama semielétrica  
Cama Semi-eléctrica

#### Dimensions • Dimensões • Dimensiones


222 x 90.5 x 39.3-58.4 cm

#### Load capacity • Capacidade de carga • Capacidad de carga

204 kg

#### Weight • Peso • Peso

45.7 kg - body frame • estrutura do corpo • marco del cuerpo  
33.9 kg - headboard and footboard • cabeceira e peseira • cabecera y pie de cama



### Specifications per lot • Especificações por lote • Especificaciones por lote

#### Quantity per box • Quantidade por caixa • Cantidad por caja

1 un.

#### Shipping box size • Tamanho da caixa de remessa • Tamaño de caja de envío

114 x 91.5 x 24.5 cm - body frame • estrutura do corpo • marco del cuerpo  
95.5 x 68 x 20.5 cm - headboard and footboard • cabeceira e peseira • cabecera y pie de cama

#### Warranty • Garantia • Garantía

1 year • ano • año

### Materials • Materiais • Materiales

**Headboard and footboard:** Carbon steel tubing + PVC

**Body:** Carbon steel (CS)

**Springs:** Steel

**Cabeceira e peseira:** Tubo de aço carbono + PVC

**Corpo:** Aço carbono (CS)

**Molas:** Aço

**Cabecera y pie de cama:** Tubería de acero al carbono + PVC

**Cuerpo:** Acero al carbono (CS)

**Resortes:** Acero

### Care instructions • Instruções de cuidado • Instrucciones de cuidado

#### Daily Care

- Keep dry and clean
- Check cables and positioning
- Never operate with spilled liquids

#### Annual Maintenance

- Inspect electronics, welds, joints, and screws
- Lubricate threads and wheels
- Deep cleaning with mattress removed

#### Safety

- Continuous supervision of vulnerable patients
- Never operate with people/animals under the bed
- Avoid use near flammable gases

#### Cuidado diário

- Manter seca e limpa
- Checar cabos e posicionamento
- Nunca operar com líquidos derramados

#### Manutenção anual

- Revisar eletrônicos, soldas, juntas e parafusos
- Lubrificar roscas e rodas
- Limpeza profunda com colchão removido

#### Segurança

- Supervisão contínua de pacientes vulneráveis
- Nunca operar com pessoas/animais sob a cama
- Evitar uso com gases inflamáveis

#### Cuidado diario

- Mantener seca y limpia
- Revisar cables y posicionamiento
- Nunca operar con líquidos derramados

#### Mantenimiento anual

- Revisar electrónica, soldaduras, uniones y tornillos
- Lubricar roscas y ruedas
- Limpieza profunda con el colchón retirado

#### Seguridad

- Supervisión continua de pacientes vulnerables
- Nunca operar con personas/animales debajo de la cama
- Evitar el uso cerca de gases inflamables